



3B Scientific presenta

SEIRIN®

TIPO B

TIPO J

TIPO L

PYONEX

NEW PYONEX

3B SCIENTIFIC®

ACUPUNCTURE

...going one step further

先擲起死回生湯劑之處及乎經曰滿其內銀表治其
 外則高無過蓋不可偏廢者如此自如後而未以醫名家
 若未嘗差之後等此而為二本不素習卒豫實從故也其
 何以致十全之功長天聖中尚藥王惟一創為之武鑄銅
 以象人內分藏腑旁注經各井榮所會孔穴而安竅而達
 中刻記之則名為銅人輸穴鍼灸圖經其後又有石版



將此經絡... 曾經絡... 三焦經絡... 小腸經絡

將此經絡... 曾經絡... 三焦經絡... 小腸經絡

用者復按其狀繪為正背明堂二圖十二經絡各以其
 色指之... 曾仕二款則以絲色塗之
 學者殆不可不知也歷紀寔述經絡氣化不能莫甚
 之蓋乎先英特六散之首闢在傳矣報因此因之曰承
 黃帝則堂正經參致校定遂復其真既而思之曰吾其
 自於以註者孰不與海內濟人博覽後謹以結德同

經絡

手厥陰心包絡經

La **Qualità** crea **Fiducia**


L'agopuntura, facente parte di un concetto di medicina olistica, è strettamente legata alla filosofia e alla cultura della Cina. La sua storia ebbe inizio molto prima dell'era cristiana.

La storia di successo dell'agopuntura in Europa iniziò nel XX secolo e va di pari passo con la storia di successo del marchio SEIRIN®.

SEIRIN® è sinonimo di prodotti di qualità ineguagliabile ed oggi ha assunto, a ragione, la posizione di leader del mercato, divenendo quindi il perfetto completamento della gamma di prodotti 3B Scientific®.

Numerosi agopuntori, consapevoli dell'importanza della qualità, confidano nella sicurezza e nell'affidabilità di SEIRIN®. I trattamenti con gli aghi SEIRIN® pressoché indolori e senza stress sono estremamente apprezzati, poiché la notevole precisione e le straordinarie caratteristiche dei materiali supportano in modo ottimale il lavoro quotidiano.

Utenti da tutto il mondo fanno affidamento da decenni sui prodotti SEIRIN® - fatelo anche voi.





TIPO B


I PIÙ APPREZZATI. Gli eccellenti aghi per agopuntura SEIRIN® tipo B sono da decenni i migliori aghi monouso disponibili sul mercato. Sono realizzati in acciaio speciale inossidabile con punta affilata a diamante, tripla lucidatura e sono rivestiti con un sottilissimo strato di silicone che rende l'inserimento più semplice e delicato.

L'impugnatura ottimizzata e perfettamente centrata offre, dal punto di vista ergonomico, una maneggevolezza sicura e comoda. Ogni impugnatura degli aghi di tipo B è realizzata in polipropilene estremamente leggero, non irritante per la pelle ed ecologico.

L'ago di tipo B viene prodotto in vari spessori e lunghezze. Una tabella con la panoramica dei prodotti è riportata sul risvolto della copertina.



<u>Ø x Lunghezza</u>
0,20 x 15 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 50 mm
0,35 x 50 mm



TIPO J

L'IMPAREGGIABILE DOLCEZZA. La particolare dolcezza di inserimento degli aghi SEIRIN® di tipo J è dovuta al tubicino di guida, nel quale sono inseriti gli aghi forniti. I bordi arrotondati del tubicino consentono un'applicazione comoda e indolore. Gli aghi di tipo J sono prodotti con acciaio sottilissimo e inossidabile, che consente di realizzare un inserimento particolarmente dolce, riducendo al minimo la pressione e aiutandosi con un piccolo colpo. Il centraggio preciso dell'ago nell'impugnatura semplice da maneggiare, offre la massima precisione durante il trattamento.

Ogni misura è caratterizzata da un'impugnatura di colore diverso. Una tabella con la panoramica dei prodotti è riportata sul risvolto della copertina.

Attenzione: il tipo C deriva direttamente dal tipo J per un motivo ben preciso. L'unica differenza tra i tipi J e C è l'imballaggio. Tutti gli imballaggi dei collaudati aghi SEIRIN® tipo J/C sono ora standard per tutti i paesi del mondo. Grazie alla durata elevata, gli aghi di tipo C potranno essere disponibili sul mercato anche negli anni a venire.



TIPO J



Ø x Lunghezza
0,12 x 30 mm
0,14 x 30 mm
0,16 x 30 mm
0,16 x 40 mm
0,18 x 30 mm
0,18 x 40 mm
0,20 x 30 mm
0,20 x 40 mm
0,20 x 50 mm
0,25 x 30 mm
0,25 x 40 mm
0,25 x 50 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 40 mm
0,30 x 50 mm




TIPO L

IL NUOVO AGO COMPLETAMENTE IN METALLO. Ciascun ago SEIRIN® di tipo L è realizzato interamente in acciaio inossidabile ed è stato concepito specificamente per l'elettrostimolazione e la moxibustione. Viene fornito in un tubicino di guida in plastica e confezionato in un blister sterile sigillato. L'ago di tipo L penetra nella pelle del paziente scivolando dolcemente attraverso il tubicino, offrendo al terapeuta la possibilità di effettuare un trattamento indolore.

Gli aghi di tipo L sono prodotti in varie dimensioni contraddistinte da colori diversi. Una tabella con la panoramica dei prodotti è riportata sul risvolto della copertina.



<u>Ø x Lunghezza</u>
0,20 x 30 mm
0,20 x 40 mm
0,25 x 30 mm
0,25 x 40 mm
0,25 x 60 mm
0,30 x 60 mm



PYONEX

L'AGO COLLAUDATO DI LUNGA DURATA. Gli aghi SEIRIN® di tipo PYONEX sono stati sviluppati specificamente per l'agopuntura prolungata. Al contrario degli aghi di tipo B e J, gli aghi PYONEX possono essere fissati sulla superficie cutanea tramite una leggera pressione. Gli aghi Pyonex sono formati da un'impugnatura circolare, sopra la quale è applicato un cerotto non irritante di alta qualità. Il piccolo cerotto color carne da 10 x 10 mm offre un appoggio sicuro.

Per proteggerli durante il trasporto, gli aghi PYONEX in confezioni da 10 unità sono sistemati in un piccolo contenitore in plastica e sono disponibili in tre lunghezze diverse (ved. risvolto della copertina).



Ø x Lunghezza

0,22 x 1,6 mm

0,24 x 1,7 mm

0,26 x 1,8 mm

PYONEX





NEW PYONEX

LA NUOVA VERSIONE DELL'AGO DOLCE DI LUNGA DURATA.

Questo nuovo ago di lunga durata di SEIRIN® è disponibile in quattro lunghezze diverse, contraddistinte da specifici codici colore. Gli aghi per agopuntura di questo tipo possono essere utilizzati sia per il corpo che per le orecchie. Sono sicuri, igienici ed estremamente semplici da utilizzare. Dopo la delicata applicazione dell'ago PYONEX, il cerotto traspirante offre un appoggio preciso e sicuro. La stimolazione dell'ago avviene premendo con le dita sui punti di pressione facilmente avvertibili ricavati nel cerotto.

Grazie alle dimensioni particolarmente ridotte, i nuovi aghi PYONEX di lunga durata sono adatti a bambini e a pazienti sensibili al dolore. Una tabella con la panoramica dei prodotti è riportata sul risvolto della copertina.



<u>Ø x Lunghezza</u>
0,2 x 0,6 mm
0,2 x 0,9 mm
0,2 x 1,2 mm
0,2 x 1,5 mm

NEW PYONEX





ORECCHIO PER AGOPUNTURA

PERFEZIONE REALISTICA. Gli esperti di tutto il mondo sono tutti d'accordo: queste riproduzioni fedeli del padiglione auricolare umano sono di una qualità straordinaria. Non dovrebbero mancare mai nella dotazione standard di qualsiasi corso di agopuntura.

L'orecchio per agopuntura SEIRIN® in dimensioni reali della 3B Scientific è realizzato con il pregiato silicone 3B SKIN/ike™, ovvero una garanzia di notevole durata, strutture superficiali realistiche degne di nota e caratteristiche di incisione fenomenali.



ORECCHIO PER AGOPUNTURA
ORECCHIO PER AGOPUNTURA

N15 – Set singolo di orecchie per agopuntura

SEIRIN®

N15/1L – Orecchio per agopuntura SEIRIN®, sinistro

N15/1R – Orecchio per agopuntura SEIRIN®, destro

N16 – Set completo di orecchie per agopuntura

SEIRIN®, 20 pezzi



Medicina & Scienza Naturale

Dal 2004, i marchi 3B Scientific® e SEIRIN® sono uniti da uno stretto legame. Con l'acquisizione dei diritti di commercializzazione per l'Europa dei pregiati e riconosciuti prodotti SEIRIN®, la gamma 3B Scientific® si è notevolmente ampliata e chiaramente estesa nel settore dell'agopuntura.

La nuova gamma comprende modelli anatomici, software e schede didattiche, simulatori medici e sussidi terapeutici, nonché una vasta scelta di prodotti per le lezioni di fisica e biologia. Il marchio 3B Scientific® è rappresentato a livello mondiale in oltre 100 paesi nei campi della medicina, biologia e fisica.


Il gruppo internazionale di aziende 3B Scientific è il maggiore produttore al mondo di sussidi didattici anatomici. Il primo stabilimento di produzione iniziò la propria attività già nel 1819 a Budapest. La continua scia di successi della 3B Scientific è il risultato di una costante crescita nella produzione e nella vendita di prodotti medico-scientifici a prezzi concorrenziali. Grazie al supporto dei nostri partner commerciali, abbiamo dato vita alle 3 B che caratterizzano il nome della nostra azienda:

BEST QUALITY

BEST VALUE

BEST SERVICE





10.0KV

X100


100µm

Qualità di Riferimento

Il marchio SEIRIN® è sinonimo anche di „Good Manufacturing Practice“ (Buona pratica di produzione). Sin dalle prime fasi di produzione, vengono rispettati i più severi standard di qualità della tradizione giapponese Shimizu.

Il processo di produzione e controllo ampiamente automatizzato garantisce continuamente precisione, purezza e sterilità dei prodotti ai massimi livelli. Ogni singola fase della produzione viene controllata sin nei più piccoli particolari. Dalla cernita senza compromessi delle materie prime, effettuata tramite 8 severi controlli di qualità intelligenti e automatizzati, fino ai test finali in laboratorio, SEIRIN® esegue tutto il necessario per fare in modo che i propri aghi per agopuntura mantengano sempre la stessa sicurezza e affidabilità che li hanno resi famosi nel mondo.

Tutti i prodotti SEIRIN® riportano ovviamente il marchio CE e sono conformi agli standard di qualità e sicurezza TÜV, ISO 9002 e WHO.



SEIRIN® AGHI PER AGOPUNTURA

n. art.	Descrizione	Ø x Lunghezza	Colore
S-B2015	Ago SEIRIN® di Tipo B	0,20 x 15 mm	blu
S-B2540	Ago SEIRIN® di Tipo B	0,25 x 40 mm	porpora
S-B3030	Ago SEIRIN® di Tipo B	0,30 x 30 mm	marrone
S-B3050	Ago SEIRIN® di Tipo B	0,30 x 50 mm	marrone
S-B3550	Ago SEIRIN® di Tipo B	0,35 x 50 mm	nero
S-J1230	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,12 x 30 mm	verde scuro
S-J1430	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,14 x 30 mm	verde chiaro
S-J1630	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,16 x 30 mm	rosso
S-J1640	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,16 x 40 mm	rosso
S-J1830	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,18 x 30 mm	avorio
S-J1840	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,18 x 40 mm	avorio
S-J2030	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,20 x 30 mm	blu
S-J2040	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,20 x 40 mm	blu
S-J2050	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,20 x 50 mm	blu
S-J2530	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,25 x 30 mm	porpora
S-J2540	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,25 x 40 mm	porpora
S-J2550	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,25 x 50 mm	viola
S-J3030	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,30 x 30 mm	marrone
S-J3040	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,30 x 40 mm	marrone
S-J3050	Ago SEIRIN® di Tipo J	0,30 x 50 mm	marrone
S-L2030	Ago SEIRIN® di Tipo L	0,20 x 30 mm	blu
S-L2040	Ago SEIRIN® di Tipo L	0,20 x 40 mm	blu
S-L2530	Ago SEIRIN® di Tipo L	0,25 x 30 mm	porpora
S-L2540	Ago SEIRIN® di Tipo L	0,25 x 40 mm	porpora
S-L2560	Ago SEIRIN® di Tipo L	0,25 x 60 mm	porpora
S-L3060	Ago SEIRIN® di Tipo L	0,30 x 60 mm	marrone
S-PS	SEIRIN® PYONEX SMALL	0,22 x 1,6 mm	bianco
S-PM	SEIRIN® PYONEX MEDIUM	0,24 x 1,7 mm	blu
S-PL	SEIRIN® PYONEX LARGE	0,26 x 1,8 mm	porpora
S-PY	SEIRIN® NEW PYONEX	0,20 x 0,60 mm	giallo
S-PG	SEIRIN® NEW PYONEX	0,20 x 0,90 mm	verde
S-PB	SEIRIN® NEW PYONEX	0,20 x 1,20 mm	blu
S-PP	SEIRIN® NEW PYONEX	0,20 x 1,50 mm	rosa

Importatore esclusivo per l'Europa:

3B Scientific GmbH, Rudorffweg 8, 21031 Hamburg, Germany

Tutti gli aghi per agopuntura SEIRIN® hanno le caratteristiche seguenti:

- Punte a tripla lucidatura
- Controlli di qualità rigorosi
- Pulizia elettrolitica
- Sterilizzazione a gas EO (ossido di etilene)
- Durata di conservazione minima di 3 anni

Panoramica di prodotto di tutti gli aghi per agopuntura SEIRIN® sul retro.

